

Шприцы

стерильные инъекционные, однократного применения,
саморазрушающиеся, безопасные



Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание продукта:

Шприцы стерильные инъекционные, однократного применения, саморазрушающиеся, безопасные предназначены для введения инъекционных лекарственных средств в организм человека и снабжены устройством, препятствующим их повторному применению. Это специальное самоблокирующееся приспособление которое расположено внутри цилиндра и после введения лекарства сцепляет поршень с иглодержателем, и с обратным ходом поршня иглодержатель вместе с возможно инфицированной иглой втягивается внутрь цилиндра (механизм втягивания иглы внутрь цилиндра после его использования). Таким образом, это устройство, автоматически приводит в негодность шприц после введения или в процессе введения необходимой дозы или приводится в действие пользователем и препятствует повторному применению шприца, в том числе и при нормальных условиях применения, и при проведении испытаний.

Шприцы являются стерильными, апиrogenными, нетоксичными медицинскими изделиями однократного применения. Предназначены только для медицинских целей. Шприцы упакованы в индивидуальную, групповую, транспортную упаковку (короб из гофрированного картона).

Материал:

Цилиндр: полипропилен; шток и поршень: полипропилен, полиэтилен, натуральный или синтетический каучук; игла: полипропилен, медицинская нержавеющая сталь.

Качество:

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.

Шприцы соответствуют следующим стандартам: ГОСТ ISO 7886-4.

Иглы инъекционные соответствуют ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ Р ИСО 9626.

Свойства продукта:

Цилиндр обладает высокой прозрачностью, позволяющей легко контролировать наполнение шприца;
 Плавный ход поршня позволяет равномерно вводить лекарственный препарат с необходимой скоростью;
 Треугольная лазерная заточка иглы и специальное силиконовое покрытие обеспечивают максимально безболезненную инъекцию;
 Высокая степень герметичности шприцев не допускает протекания;
 Маркировка шкалы имеет точную нестираемую градуировку.

Объем шприцев: 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл;
 Конструкция: 3-х компонентные;
 Игла надета на шприц;
 Тип коннектора шприца: Luer Lock;
 Положение наконечника: коаксиальное (концентрическое);
 Тип упаковки: блистер;
 Упаковка: индивидуальная, групповая, транспортная.

Срок хранения: 5 лет;
 Стерилизация: газовая (этиленоксид).

Наименование продукта	Размер иглы	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Фирменная цветовая кодировка шприца	Количество в групповой упаковке	Артикул
<i>Шприцы стерильные инъекционные, одноразового применения, саморазрушающиеся, безопасные</i>						
2 мл с надетой иглой, упаковка блистер	23G 1¼"	0,6	30	зеленый	100	51.101.002
3 мл с надетой иглой, упаковка блистер	23G x1¼"	0,6	30	синий	100	51.101.003
5 мл с надетой иглой, упаковка блистер	22G x1½"	0,7	40	розовый	100	51.101.005
10 мл с надетой иглой, упаковка блистер	21G x1½"	0,8	40	красный	100	51.101.010

Маркировка продукции:



STERILE EO